

## Instrucciones de uso Línea Tradicional para soja **PACK PREINOCULADO**

- ✓ Verter el contenido de los dos sobres de inoculante concentrado en el balde.
- ✓ Agregue el contenido de los dos sobres de Protector Palaversich.
- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje interactuar durante 20 minutos (proceso de microencapsulado).
- ✓ Agregue el contenido de la bolsa de Curasemilla Palaversich Súper Plus.
- ✓ Revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ Inocular utilizando la jarra graduada.

La mezcla deberá usarse dentro de las 6 horas de preparada.

**No altere el orden de los pasos de preparación.**